

## FICHE TECHNIQUE

# COOL CAST



### COMPOSITION

Glycérine • oxyde de zinc • menthol

### POSOLOGIE ET MODE D'UTILISATION

- Bander la zone concernée de manière uniforme
- modeler avec la paume de la main
- procéder à un bandage normal
- enlever après 24 heures

### EMBALLAGE

Bande de 7,5 cm x 9 m

### DESCRIPTION

Effectuant une action de soutien, Cool Cast est utile dans le traitement des traumatismes:

- aide à réduire les gonflements et les tensions provoqués par les situations inflammatoires
- fournit un soutien après les injections intra-articulaires

### CODE PRODUIT

EAN13: 0010576000052

