

SCHEDA TECNICA

FLEX-1-ONE

POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO



In nessun caso la fascia deve essere applicata con una tensione superiore al 50% della tensione massima

AVVERTENZE SPECIALI

- **Flex-1-One 5 cm:** blu, giallo, rosso, verde
- **Flex-1-One 7,5 cm:** bianco, blu, fucsia, giallo, rosso, verde
- **Flex-1-One 10 cm:** bianco, blu, fucsia, giallo, nero, rosso, verde

CONFEZIONE

- **Flex-1-one altezza 5 cm:** scatola contenente 24 fasce
- **Flex-1-one altezza 7,5 cm:** scatola contenente 12 fasce
- **Flex-1-one altezza 10 cm:** scatola contenente 12 fasce

DESCRIZIONE

Fascia coesiva utile per il mantenimento di fasciature, medicazioni post-operatorie e fasciatura della coda.

Le sue caratteristiche sono:

- elevata resistenza allo sfregamento
- si strappa facilmente con le mani senza necessità di utilizzare forbici,
- compressione controllata (non è costringitiva)
- aderisce su se stessa senza risultare appiccicosa sul pelo
- resistente all'acqua e al sudore
- fornisce supporto a tendini e legamenti, mantenendo la posizione anche in condizioni particolarmente difficili

